

Désignation

- Tétine caoutchouc rouge 15ml diamètre 34mm

Référence

- 037763

Unité de vente : 1



---

Description

- La forme profilée et le col à paroi épaisse augmentent l'adhérence pour une utilisation plus facile avec des pipettes et des seringues.
- Fabriqué en caoutchouc naturel
- HS20630E - Ampoule d'une capacité de 150 ml dotée de nervures de renforcement pour une utilisation avec de grandes pipettes
- Les ampoules sont emballées individuellement
- La couleur rouge
- Volume : 15 mL
- Longueur x diamètre extérieur : 50 x 34 mm
- Diamètre du trou : 4 mm

