

FICHE TECHNIQUE

Référence	037767
Désignation	Boîtes verticales 5 lames



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour 5 lames 76 x 26 mm
- ✓ Avec couvercle battant
- ✓ Fermeture à verrouillage
- ✓ Ouverture supérieure
- ✓ Autoclavables
- ✓ Coloris assortis : 5 boîtes de chaque couleur (rouge, jaune, bleu, violet et orange)

Unité de vente :

25 Boîtes verticales 5 lames
