

## Désignation

- Portoir fibre de verre renforcé pour 96 tubes de 10-13mm blanc

## Référence

- 037857

Unité de vente : 1



---

## Description

- Portoir fibre de verre renforcé pour 96 tubes
- Support en polypropylène renforcé de fibre de verre idéal pour le travail sur établi, le stockage de tubes ou le séchage de petits objets.
- Permet une visualisation facile du contenu du tube
- Les piquets restent droits même après des autoclavages répétés
- Indexation en relief, poignées nervurées et trous de drainage
- Taille du tube : 7 mL
- 96 puits
- Diamètre du puits : 10-13 mm
- Dimensions L x l x h : 8,2 x 12,6 x 6,9 cm
- Autoclavable à haute température de 121 °C

