

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	037867
<b>Désignation</b>	Minuteur décompteur de poche



### Description :

- ✓ 4 canaux indépendants
- ✓ Temps max. 100 h
- ✓ Résolution : 1 sec
- ✓ Horloge / Alarme
- ✓ Aimant / Clip
- ✓ Hauteur de chiffres : 6 mm
- ✓ Fonctionne avec piles LR44 (à commander séparément)
- ✓ Dimensions : 61 x 71 x 25 mm

### Unité de vente :

1 Minuteur décompteur de poche