


FICHE TECHNIQUE

Référence	037870
Désignation	Plaque PCR



Description :

- ✓ 96 puits
- ✓ En polypropylène
- ✓ A paroi fine
- ✓ Plaque ultra-plate
- ✓ Sans jupe
- ✓ Destinée à tout type de thermocycleur
- ✓ Grille alphanumérique imprimée
- ✓ Rigide, indéformable à la chaleur
- ✓ RNase/DNase free
- ✓ Autoclavable
- ✓ Coloris : blanc

Unité de vente :

25 Plaques PCR
