

## Désignation

- Mega rack pp blanc 216 tubes 10-13mm

## Référence

- 037969

Unité de vente : 1



- 
- Méga porte-tubes pour tubes de 5 à 7 ml
  - Taille du tube : 5 mL
  - Taille du tube : 7 mL
  - Diamètre du puits : 13 mm
  - Coloris blanc
  - Capacité : 216 tubes
  - Dimensions : 33.7 x 23.5 x 9.1 cm
  - Robuste et léger pour un transport facile et sécurisé des tubes
  - Placez différents groupes de tests sur un seul portoir et éliminez le besoin de plusieurs portoirs.
  - Identification alphanumérique pour une localisation et une récupération rapide des tubes.

