

Désignation

- Mega rack pp bleu 216 tubes 10-13mm

Référence

- 037971



Unité de vente : 1

-
- Méga porte-tubes pour tubes de 5 à 7 ml
 - Taille du tube : 5 mL
 - Taille du tube : 7 mL
 - Diamètre du puits : 13 mm
 - Coloris bleu
 - Capacité : 216 tubes
 - Dimensions : 33.7 x 23.5 x 9.1 cm
 - Robuste et léger pour un transport facile et sécurisé des tubes
 - Placez différents groupes de tests sur un seul portoir et éliminez le besoin de plusieurs portoirs.
 - Identification alphanumérique pour une localisation et une récupération rapide des tubes.

