


FICHE TECHNIQUE

Référence	037991
Désignation	Sacs pour autoclave 34 litres



Description :

- ✓ Sacs transparents avec imprimé bleu biohazard
- ✓ Economiques
- ✓ Conçus pour une élimination sûre
- ✓ En polypropylène
- ✓ Autoclavables à 121°C pendant 30 min
- ✓ Jetables
- ✓ Volume : 34 litres
- ✓ Epaisseur : 50 µm
- ✓ Dimensions : 610 x 810 mm

Unité de vente :

50 Sacs pour autoclave 34 litres