

FICHE TECHNIQUE

Référence	037996
Désignation	PLATEAU CARTON 20 LAMES VERT



Description :

- ✓ Pour lames standard 75 x 25 mm
- ✓ Fond blanc à reliure de couleur (noir, bleu, vert, rouge ou jaune)
- ✓ Matériau : Carton
- ✓ Dimensions : L x p x h : 208 x 341 x 9 mm
- ✓ Couleur : Vert
- ✓ Capacité : 20 lames 75 x 25 mm

Unité de vente :

50 Plateau