

### Microcentrifugeuse ClearLine

Microcentrifugeuse pour 6 microtubes 2,0/1,5 ml ou pour 2 barrettes de 8 microtubes PCR 0,2 ml.

**Spécifications :**

- Interrupteur Arrêt-Marche
- Couvercle translucide verrouillable
- Silencieux
- Stable
- Rotor à angle fixe
- Sans minuterie
- Livrée avec deux rotors : 1 rotor pour 6 microtubes et 1 rotor pour 2 barrettes

**Caractéristique :**

- Vitesse : 6 000 rpm
- Accélération RCF : 2 000 g

**Unités :**

1 centrifugeuse