

FICHE TECHNIQUE

Référence	038000
Désignation	Pointe à filtre



Description :

- ✓ Pointe standard MicroReach Guard
- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Sur portoir à couvercle coiffant
- ✓ Stérile
- ✓ RNase/DNase free
- ✓ Volume 0,1-10 µl
- ✓ Pointe universelle longue (45 mm)
- ✓ Compatibilité : Gilson P2 – P10 / Eppendorf 10 µl / Finnpiquette 2-10 µl / Sartorius Biohitfamily 2,5-10 µl
- ✓ Unité d'emballage : 10 x 96 pointes

Unité de vente :

960 Pointes
