

## Désignation

- Pointes

## Référence

- 038000T

## Unité de vente

10 Racks de 96 pointes

---

## Description

Les pointes sont spécialement destinées à la recherche

## Caractéristiques techniques :

- Volume : 10  $\mu$ l
- Compatibilité : Pointe type universelle, veuillez vérifier la compatibilité sur [www.dutscher.com](http://www.dutscher.com)
- Présentation : Sur CELLRACK avec couvercle coiffant
- Graduation : 2, 5, 10 $\mu$ l
- Diamètre ouverture : 0,38 mm
- Longueur : 45,34 mm
- Coloris : Naturel
- Type de pointe : Low Retention - la pointe rendue hydrophobe, réduit les tensions de surface (restitution maximale de l'échantillon et rétention d'ADN et de protéine beaucoup plus faible que sur une pointe ordinaire)
- Filtre hydrophobe, évitant la remontée des aérosols dans la micropipette et les risques de contamination
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Stérile : Oui - par irradiation gamma

