

FICHE TECHNIQUE

Référence	038000T
Désignation	Pointe à filtre 10 µl



Description

- ✓ Description : Pointe à filtre LongReach Barrier
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Graduations : oui à 2, 5 et 10 µl
- ✓ Low retention : oui
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Filtre hydrophobe évitant la remontée des aérosols dans la micropipette et les risques de contamination

Certificats

- ✓ Stérile : oui - exempt de DNases, Rnases, ADN humain, sans pyrogènes et sans inhibiteurs de PCR
- ✓ Autoclavable : non

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 0,1 - 10 µl
- ✓ Dimensions : (long) 45,34 mm
- ✓ Conditionnement : 10 racks de 96 pointes
- ✓ Cellracks à couvercle coiffant

Unité de vente :

960 Pointes à filtre