

FICHE TECHNIQUE

Référence	038011
Désignation	Pointe 0,5-20 μ L ART 20



Description :

- ✓ Procédez avec précision et régularité grâce aux cônes de pipette spécialisés à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu'ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l'intérieur du filtre barrière. Les pointes spécialisées à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d'applications. Les pointes Thermo Scientific™ REACH™ longues offrent un niveau supplémentaire de contrôle de la contamination.
- ✓ Volume : 0,5-20 μ L
- ✓ Longueur 45,7mm
- ✓ Rack stérile

Unité de vente :

960 Pointes