

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	038015
<b>Désignation</b>	Pointe à filtre



### Description :

- ✓ Pointe à filtre ART 100 sur rack stérile à couvercle coiffant
- ✓ Rack de 96 pointes
- ✓ En polystyrène
- ✓ Volume : 0,5 - 10  $\mu$ l
- ✓ Dimensions emballé : 33,5 x 18 x 13 cm
- ✓ Poids emballé : 1352 g

### Unité de vente :

960 Pointes

---