

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	038019
<b>Désignation</b>	Pointe



---

### Description :

- ✓ Pointe à filtre ART 200 sur rack stérile à couvercle coiffant
- ✓ Rack de 96 pointes
- ✓ En polystyrène
- ✓ Volume : 1 - 200  $\mu$ l
- ✓ Dimensions emballé : 33,5 x 18 x 12,5 cm
- ✓ Poids emballé : 1265 g

### Unité de vente :

960 Pointes

---