

FICHE TECHNIQUE

Référence	038023
Désignation	Pointes ART



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Filtre hydrophobe empêche toute remontée accidentelle de liquide dans le filtre et dans la pipette
- ✓ Large orifice pour cellules fragiles, ADN et solutions visqueuses
- ✓ Sur rack à couvercle coiffant
- ✓ Compatibles avec les pipettes Gilson P200, Eppendorf 200 µl, Finnpipette 200µl, Sartorius ,Biohitfamily 200µl

Certificats :

- ✓ Certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
- ✓ Stériles

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 5 – 200 µl
- ✓ Longueur : 49,7 mm

Unité de vente :

10 Racks de 96 Pointes
