

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	038025
<b>Désignation</b>	Pointe à filtre 1 - 300 µl



### Description

- ✓ Description : Pointe à filtre ART 300
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ spécial multicanaux
- ✓ conditionné sur rack stérile à couvercle coiffant



### Certificats

- ✓ Stérile : oui - stérilisation SAL 10-6 - exempt de DNases et RNases, ADN, ATP et endotoxines
- ✓ Autoclavable : non
- ✓ Certificat : ANSI, AAMI, ISO 11137-2006

### Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité : multicanaux Sarotorius Biohitfamily 250 µl, Finnpiquette 300 µl, Eppendorf Research Pro 300 µl
- ✓ Volume : 1 - 300 µl
- ✓ Dimensions : Long 58,4 mm
- ✓ Conditionnement : 10 x 96 pointes sur rack

### Unité de vente :

960 Pointes à filtre