

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	038029
<b>Désignation</b>	Pointes à filtre



---

### Description :

- ✓ Pointe à filtre ART 1000 sur rack stérile à couvercle coiffant
- ✓ En polystyrène
- ✓ Compatibilité : Gilson P1000, Eppendorf 1000 µl, Finnpiquette 1000 µl, Sartorius Biohitfamily 1000 µl
- ✓ Unité d'emballage : 8 x 100
- ✓ Volume 100 – 1000 µl
- ✓ Longueur 79 mm

### Unité de vente :

800 Pointes à filtre

---