

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	038031
<b>Désignation</b>	Pointe à filtre 100 - 1 000 µl



### Description

- ✓ Description : Pointe à filtre ART 1000E
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ grande longueur
- ✓ conditionné sur rack stérile à couvercle coiffant



### Certificats

- ✓ Stérile : oui - stérilisation SAL 10-6 - exempt de DNases et Rnases, ADN, ATP et endotoxines
- ✓ Autoclavable : non
- ✓ Certificat : ANSI, AAMI, ISO 11137-2006

### Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité : Gilson P1000, Finnp. 1000 µl, Sartorius Biohitfamily 1000 µl, Eppendorf 1000 µl
- ✓ Volume : 100 - 1 000 µl
- ✓ Dimensions : Long 102,2 mm
- ✓ Conditionnement : 8 x 100 pointes sur rack

### Unité de vente :

800 Pointes à filtre