

FICHE TECHNIQUE

Référence	038035
Désignation	Pointe à filtre ART5000 1 – 5 ml



Description :

- ✓ Pointe standard
- ✓ Filtre hydrophobe qui empêche toute remontée accidentelle de liquide dans le filtre et dans la pipette
- ✓ Compatibilité : Gilson P5000
- ✓ Conditionnement : en sachet stérile de 250 pointes
- ✓ Volume : 1 – 5 ml
- ✓ Longueur : 117 mm

Unité de vente :

250 Pointes à filtre ART5000 1 – 5 ml
