

FICHE TECHNIQUE

Référence	038038
Désignation	Pointe à filtre ART 0,5 – 100 µl



Description :

- ✓ Pointes à filtre standard ART GEL
- ✓ A capillaire souple pour dépôt sur gel
- ✓ Stérile, exempt de DNase, RNase
- ✓ Sur rack stérile à couvercle coiffant
- ✓ Compatibilité : Gilson P100, Eppendorf 100 µl, Finnpiquette 40 µl)
- ✓ Volume 0,5 – 100 µl
- ✓ Longueur 70,9 mm

Unité de vente :

960 Pointes à filtre ART 0,5 – 100 µl
