

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	038042
<b>Désignation</b>	Pointe à filtre 5-200 µl



### Description

- ✓ Description : Pointe à filtre ART XLP200
- ✓ Matériau : pointe en polypropylène
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Grande longueur : atteint le fond des tubes 12 x 75 mm
- ✓ Conditionnée sur rack à couvercle coiffant

### Certificats

- ✓ Stérile : oui - stérilisation SAL 10-6 - exempt de DNases et RNases, ADN et pyrogènes
- ✓ Autoclavable : non

### Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité : Gilson P200, Eppendorf 200 µl, Socorex 1000 µl
- ✓ Volume : 5 - 200 µl
- ✓ Dimensions : long. 91,2 mm
- ✓ Conditionnement : 8 x 96 pointes à filtre sur rack

### Unité de vente :

768 Pointes à filtre