

Désignation

- Pointe noire conductrice en graphite - à filtre stérile
20 µl - sur rack de 96 pointes

Référence

- 038071

Unité de vente : 960



Description

- Pointes noires conductrices en graphite destinées aux robots Tecan® modèles Genesis, Freedom Evo, MiniPrep, Cavro.
- Volume 10 µl
- Filtré
- Stérile
- Conducteur
- Non autoclavable
- Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 13485
- Déclaration de pureté Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
- Format Portoir
- Type de pointe Conducteur
- Conditionnement 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte
- Quantité 960 pointes
- À utiliser avec (équipement) Tecan™ Genesis™, Tecan™ Freedom EVO™, MiniPrep™, Cavro™
- Gamme de produits Tecan™
- Sterile & PCR Ready

