

Désignation

- Pointe noire conductrice en graphite - non stérile
50 µl - sur rack de 96 pointes

Référence

- 038073

Unité de vente : 960



Description

- Volume 50 µl
- Sans filtre
- Non stériles
- Conducteur
- Autoclavables
- Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 13485
- Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
- Format Portoir
- Type de pointe Conducteur
- Conditionnement 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte
- Quantité 960 pointes
- À utiliser avec (équipement) : Cavro™, Tecan™ Genesis™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™

