


## Désignation

- Pointe claire en polypropylène - à filtre stérile  
50 µl - sur rack de 96 pointes

## Référence

- 038089

Unité de vente : 960



---

## Description

- Volume 50 µl
- Filtré
- Stérile
- Couleur naturel
- Non autoclavable
- Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 13485
- Déclaration de pureté Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
- Format Portoir
- Type de pointe Automatisation
- Conditionnement 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte
- Quantité 960 pointes
- À utiliser avec (équipement) Tecan™ Genesis™, Tecan™ Freedom EVO™, MiniPrep™, Cavro™
- Gamme de produits Tecan™
- Fit for Purpose Sterile & PCR Ready

