

Désignation

- Pointe claire en polypropylène - à filtre stérile
200 µl - sur rack de 96 pointes

Référence

- 038092

Unité de vente : 960



Description

- Pointes en polypropylène naturel transparent ou noires conductrices en graphite destinées aux robots Tecan® modèles Genesis, Freedom Evo, MiniPrep, Carvro.
- En rack de 96 pointes.
- Stérile
- Volume : 200 µl
- Matériau : Polypropylène
- A filtre
- Autoclavable
- RNase/DNase free

