

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	038163
<b>Désignation</b>	POINTE 200 $\mu$ L LONGUEUR 91,2MM RACK/96 MBP

---

### Description :

- ✓ Pointe 200 $\mu$ L
- ✓ Diamètre interne 1.016 mm
- ✓ Longueur : 91 mm
- ✓ Sans filtre
- ✓ Non stérile
- ✓ Conditionnement 96 pointes par rack

### Unité de vente :

768 Pointes

---