

FICHE TECHNIQUE

Référence	038184
Désignation	Flacon Spray RNase Away



Description :

- ✓ Solution prête à l'emploi
- ✓ Evite tout risque de contamination par RNase
- ✓ Idéal pour la décontamination d'appareils, de paillasses, de verrerie et de plastique
- ✓ Conditionnement : flacon et son vaporisateur

Certificats :

- ✓ Composition : hydroxyde de sodium avec de l'eau

Caractéristiques techniques :

- ✓ Gamme de pH : 11
- ✓ Volume : 475 ml

Unité de vente :

1 Flacon spray RNase away