

FICHE TECHNIQUE

Référence	038186
Désignation	Décontaminant de surface RNase AWAY™



Description :

- ✓ Thermo Scientific™ RNase AWAY™ est idéal pour la décontamination des appareils, des paillasse, des accessoires en verre et des plastiques.
- ✓ Il réduit les traitements cancérigènes au DEPC, ainsi que les délais de nettoyage des accessoires en verre
- ✓ Usage prévu sur les pipettes, les boîtes de gel ou les zones de préparation d'ADN et d'ARN
- ✓ Sans trace résiduelle susceptible d'interférer avec la polymérisation du gel ou la coloration
- ✓ Formulation chimique stable et non abrasive
- ✓ Exempt d'acide fort
- ✓ À appliquer sur les surfaces à décontaminer, puis rincer.

Unité de vente :

1 L Décontaminant