

Désignation

- Flacon RNASE AWAY

Référence

- 038187

Unité de vente : 4 L



Description

- Éliminez les traces de RNase et d'ADN des surfaces de laboratoire. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ est idéal pour la décontamination des appareils, des paillasse, des accessoires en verre et des plastiques. Il réduit les traitements cancérigènes au DEPC, ainsi que les délais de nettoyage des accessoires en verre.
- PH : 11
- Composition : Hydroxyde de sodium avec de l'eau
- Type de conteneur : Flacon
- Volume : 4 L

