

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	038301
<b>Désignation</b>	Microtubes



---

### Description :

- ✓ Microtubes QPCR
- ✓ Excellente précision des moules qui évite d'utiliser des agents de démoulage et évite les agents de relargage
- ✓ Sans ADN, ARN, DNase, RNase et sans pyrogènes
- ✓ Taux d'évaporation entre 2 et 3 % (réduite grâce à l'homogénéité de la paroi)
- ✓ Tous les tubes sont utilisables en PCR à temps réel
- ✓ Languette d'aide à l'ouverture sur le capuchon évitant de toucher l'intérieur du capuchon
- ✓ Capuchon dôme
- ✓ La base du capuchon dispose d'une zone de marquage dépolie
- ✓ Utilisable pour la centrifugation
- ✓ Paroi des tubes : 0,25 mm
- ✓ Volume : 0.2 ml
- ✓ Coloris : naturel

### Unité de vente :

1000 Microtubes

---