

FICHE TECHNIQUE

Référence	038338
Désignation	Microtubes PCR QPCR 0,2 ml



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Utilisable en PCR à temps réel
- ✓ Coloris : naturel, transparence « ultra clear »
- ✓ Parois très fines
- ✓ Avec capuchon snap plat

Certificats :

- ✓ Stérile, exempt de DNases, RNases, pyrogènes et métaux
- ✓ Produit E.U. : extremely uniform
- ✓ Microtube « Extra low adhesion »
- ✓ Autoclavable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Epaisseur des parois : 0,25 mm
- ✓ Taux d'évaporation : entre 2 et 3% (réduite grâce à l'homogénéité des parois)
- ✓ Hauteur : 20,9 – 21,8 mm

Unité de vente :

1 000 Microtubes PCR QPCR
