

## Désignation

- Microtube 1,5 ml à fermeture de sécurité "Safe"

## Référence

- 038483



Unité de vente : 500

---

## Description

- Microtubes gradués
  - Aplat de marquage dépoli sur le côté et le haut du tube
  - Fermeture Safe : avec clic de fermeture bien audible et boule de blocage
  - 3 versions : stérile, stérile emballage unitaire et non stérile
  - Versions stérile et non stérile certifiées RNase/DNase free, RNA/DNA et ATP free, et non pyrogènes
  - RCF max : 0,6 ml : 30000 g, 1,5 ml : 24000 g, 2 ml : 25000 g
- Stérile
- Volume 1,5 ml
- RNase/DNase free
- Version : stérile
- RCF max : 24000 g
- Fermeture Safe

