

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------|
| Référence | 038484 |
| Désignation | Microtubes |



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Gradués
- ✓ Aplat de marquage dépoli sur le côté et le haut du tube
- ✓ Fermeture Safe, avec clic de fermeture bien audible et boule de blocage
- ✓ RCF max : 24000 g
- ✓ Stérile, à emballage individuel
- ✓ Volume : 1,5 ml

Unité de vente :

500 Microtubes
