

FICHE TECHNIQUE

Référence	038554
Désignation	Microtube 2 ml



Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Jupe : oui
- ✓ Zone de marquage : non
- ✓ Bouchon : oui, bouchon à vis avec joint
- ✓ conditionné en 1 sachet de 500 microtubes

Certificats :

- ✓ Stérile : oui
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : non
- ✓ Températures d'utilisation : -80°C à +121°C
- ✓ Centrifugeable : non
- ✓ Volume : 2 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) 11 x 45,2 mm

Unité de vente : 500 Microtubes
