

Désignation

- Pointes pour Rainin LTS

Référence

- 038562

Unité de vente : 960 pointes



Description

Pointes LTS ART 200 μ l sur rack à charnières stérile low retention

Caractéristiques techniques

- Pointes à filtre
- Stérile
- Pour pipettes Rainin LTS
- Racks transparents à charnières avec inserts de couleur associés au volume
- Volume : 200 μ l
- Low retention : oui
- Unité d'emballage : 10 x 96



DOMINIQUE DUTSCHER SAS