

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	038611
<b>Désignation</b>	Barrette pcr e.u. 8 microtubes 0,2ml naturel forme haute



### Description :

- ✓ Barrettes 8 tubes forme haute :
- ✓ Volume : 0,2 ml
- ✓ Combine les avantages de la paroi « EU » avec la forme des tubes PCR classiques
- ✓ Utilisables dans pratiquement tous les appareils PCR
- ✓ A utiliser avec les barrettes EU à capuchon plat (série 038725) ou les capuchons EU optique à demi-dôme (série 038634)
- ✓ Les barrettes se montent dans le système click and go (038717) soit dans le système de matrice (038718), pour transporter 96 tubes format microplaques en une fois
- ✓ EU pour «Extremely uniform»....Mêmes caractéristiques générales que les microtubes E.U. individuels pour PCR et qPCR.

### Unité de vente :

120 Barrettes