


FICHE TECHNIQUE

Référence	038708B
Désignation	Plaque PCR 384 puits



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Avec jupe
- ✓ Plaque rigide et plate
- ✓ Paroi fine et dépolie
- ✓ Empilable
- ✓ Conçue pour s'adapter aux thermocycleurs ABI/Life Technologies®, peut être utilisée dans de nombreux modèles de thermocycleurs PCR à blocs de 384 puits
- ✓ Optimisée pour les applications robotiques
- ✓ naturel, légèrement dépoli

Certificats :

- ✓ Non stérile, exempt de DNases, RNases, pyrogènes et métaux
- ✓ Autoclavable : oui
- ✓ Extra-low adhesion : traité pour réduire l'adsorption des protéines

Caractéristiques techniques :

- ✓ 384 puits
- ✓ Dimensions : 127,20 x 85,35 x 9,50 mm

Unité de vente : 40 Plaques PCR