


FICHE TECHNIQUE

Référence	038759
Désignation	Plaque PCR 96 puits



Description :

- ✓ Plaque PCR avec jupe de forme basse (low profile) en polypropylène
- ✓ Paroi uniforme et fine
- ✓ Conçue pour s'adapter aux thermocycleurs ABI / Life Technologies® 0,2 ml, peut être utilisée dans de nombreux modèles de thermocycleurs PCR qui acceptent les profils réguliers
- ✓ Coloris : naturel légèrement dépoli

Certificats :

- ✓ Non stérile, exempt de DNases, RNases, pyrogènes et métaux
- ✓ Autoclavable
- ✓ Extra low adhesion : traité pour réduire l'adsorption des protéines

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 0,2 ml
- ✓ Dimensions : 126,01 x 86,01 x 22,70 mm

Unité de vente :

25 Plaques PCR