

FICHE TECHNIQUE

Référence	038760A
Désignation	Plaque 96 puits 0,1 ml



Description :

- ✓ Plaque 96 puits 0,1 ml
- ✓ Profil bas
- ✓ Coloris naturel
- ✓ Matière Polypropylène
- ✓ Autoclavable
- ✓ Compatible avec les systèmes ABI et LifeT Fast Naturel,
- ✓ Ces plaques sont conçues pour les applications PCR et qPCR et spécifiquement pour s'adapter aux systèmes ABI/Life Technologies ® Fast ou 0,1 ml.
- ✓ Ces plaques conviennent également à la plupart des modèles de cycleurs (q)PCR qui acceptent les produits à profil bas (LP).
- ✓ Non stérile, exempt de DNases, RNases, pyrogènes et ADN humain

Unité de vente :

25 Plaques
