

Désignation

- Tube billes Cryosystème Protect - pour micro – organismes classiques - blanc - en sachet de 500 tubes

Référence

- 038785

Unité de vente : 1000



-
- Facilité d'utilisation
 - Pour la conservation de micro-organismes à basse température
 - 20 repiquages par flacon
 - Système de couleur pour meilleure identification
 - Solution de conservation adaptée à la congélation
 - Stérilisation par rayons gamma, SAL 10^{-6}
 - Durée de conservation : 24 mois après date de fabrication
 - Stérile