


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	038791
<b>Désignation</b>	Barrette qpcr 8 capuchons plats



### Description :

- ✓ Barrette de 8 bouchons optiques
- ✓ Pour toutes les microplaques et barrettes de tubes de la marque Bioplastics
- ✓ Les bouchons creusés dans la languette de plastique évitent les risques de toucher la partie optique du capuchon
- ✓ Pour applications en qPCR
- ✓ Surface dépolie de grande résistance
- ✓ Pour le stockage ou la PCR
- ✓ Pour assurer une bonne fermeture, toujours commencer par le milieu de la barrette

### Unité de vente :

120 Barrettes