

FICHE TECHNIQUE

Référence	038808
Désignation	GANT PFE



Description :

- ✓ EPI Cat. III
- ✓ En latex naturel, protéines < 50 µg/g
- ✓ Résistance à la pénétration virale (ISO 16604)
- ✓ Conformes aux normes dispositifs médicaux EN 455-1, -2, 3, -4
- ✓ AQL : 1,5
- ✓ Manchette à bord roulé
- ✓ Taille L
- ✓ Longueur 250mm

Unité de vente :

Boite de 100 gants
