

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	038809
<b>Désignation</b>	GANT PFE



### Description :

- ✓ EPI Cat. III
- ✓ En latex naturel, protéines < 50 µg/g
- ✓ Résistance à la pénétration virale (ISO 16604)
- ✓ Conformes aux normes dispositifs médicaux EN 455-1, -2, 3, -4
- ✓ Epaisseur : 0,15 mm à la paume
- ✓ Non poudrés, finition entièrement texturée pour une excellente préhension en milieu humide ou sec
- ✓ AQL : 1,5
- ✓ Manchette à bord roulé
- ✓ Taille XL
- ✓ Longueur 250mm

### Unité de vente :

Boite de 100 gants