

FICHE TECHNIQUE

Référence	039117
Désignation	Biotubes 1,2 ml



Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : plat
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : non
- ✓ Bouchon : sans bouchon
- ✓ Tube à faible adsorption de surface

Certificats :

- ✓ Stérile : non, exempt de DNases, RNases, d'ADN et sans pyrogènes
- ✓ Autoclavable : oui
- ✓ Pour les procédures nécessitant une faible tension superficielle telles que le travail des protéines et des acides nucléiques

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : non
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 20 000 g
- ✓ Volume : 1,2 ml (1,1 ml avec bouchon)
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 8,8 x 45 mm

Unité de vente : 960 Biotubes
