

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	039132
<b>Désignation</b>	Boîtes à alvéoles



### Description :

- ✓ En polycarbonate
- ✓ Pour 81 cryotubes de 1 à 2 ml
- ✓ Pour le stockage de cryotubes jusqu'à -190°C
- ✓ Couvercle transparent avec index alphanumérique
- ✓ Grille à alvéoles moulées
- ✓ Coloris bleu
- ✓ Dimensions 133 x 133 mm
- ✓ Hauteur : 52 mm

### Unité de vente :

4 Boîtes à alvéoles