

FICHE TECHNIQUE

Référence	039135
Désignation	Boîtes à alvéoles



Description :

- ✓ En polycarbonate
- ✓ Pour 81 cryotubes de 1 à 2 ml
- ✓ Pour le stockage de cryotubes jusqu'à -190°C
- ✓ Couvercle transparent avec index alphanumérique
- ✓ Grille à alvéoles moulées
- ✓ Coloris jaune
- ✓ Dimensions 133 x 133 mm
- ✓ Hauteur : 52 mm

Unité de vente :

4 Boîtes à alvéoles