


FICHE TECHNIQUE

Référence	039144
Désignation	Cryostore



Description :

- ✓ Boîte en polycarbonate très résistant
- ✓ Pour 100 cryotubes de 1 à 2 ml
- ✓ Coloris : bleu
- ✓ Couvercle transparent avec grille numérique imprimée de 1 à 100
- ✓ Empilable
- ✓ Trous de drainage à la base + trous d'aération sur le couvercle

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable
- ✓ Utilisable de -196°C à +121°C

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions : 133 x 133 x 52 mm

Unité de vente :

4 Cryostores

