

FICHE TECHNIQUE

Référence	039146
Désignation	Boites à croisillons



Description :

- ✓ En polycarbonate très résistant pour 100 cryotubes
- ✓ Les croisillons internes autorisent un rangement plus compact
- ✓ Pour cryotubes de 1 ml à 2 ml
- ✓ Couvercle transparent avec index alphanumériques
- ✓ Autoclavable
- ✓ Un support métal incliné facilite l'accès aux tubes
- ✓ Dimensions : 133 x 133 x 52 mm
- ✓ Coloris : rouge

Unité de vente :

4 Boites
